



## DiaSpect Tm

Nivel de Hemoglobina  
inmediato con un  
analizador de mano

- Resultados en tan solo 1 segundo aproximadamente
- Microcubetas sin reactivos
- 40 días o 10.000 análisis de uso continuo
- Vida útil de microcubeta de 2,5 años

# Rápido, fácil de utilizar y fiable en todas las condiciones climáticas

<b>Rápido y preciso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Resultados en tan solo 1 segundo aproximadamente</li><li>● Rango de medición: 0 - 25,5 g/dL</li><li>● Imprecisión (intraanalítica): CV &lt; 1%</li><li>● Calibrado de fábrica con el método de referencia del HiCN del ICSH</li><li>● Método fotométrico de amplio espectro y compensación de la turbidez y dispersión</li><li>● No necesita calibración adicional</li></ul>
<b>Fácil de utilizar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Tecnología “siempre encendido”: el analizador está siempre listo para usar</li><li>● Verificación automática entre mediciones</li><li>● Microcubetas con una larga vida útil: 2,5 años desde la fecha de producción</li><li>● Las microcubetas no se ven afectadas por la humedad o la temperatura y pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad una vez extraídas de la bolsa</li></ul>
<b>Práctico y portátil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Volumen de la muestra &lt; 10 µL</li><li>● Sangre capilar, venosa o arterial (pueden usarse los anticoagulantes EDTA y heparina)</li><li>● No necesita mantenimiento</li><li>● Temperatura ambiente en funcionamiento: 10 °C a 42 °C</li><li>● Temperatura en almacenamiento: de 0 °C a 50 °C (de -30 °C a 70 °C hasta un máximo de 24 horas)</li><li>● Batería integrada de iones de litio recargable (40 días / 10.000 análisis de uso continuo)</li><li>● Compacto: 150 (fondo) x 90 (ancho) x 40 mm (alto)</li><li>● Ligero: 180 g</li><li>● Conexión a un PC mediante USB 2.0 o Bluetooth (opcional)</li></ul>



**EKF** | Diagnostics  
for life

**Manufacturer**  
**DiaSpect Medical GmbH**  
Ebendorfer Chaussee 3, 39179 Barleben  
Germany  
☎ +49 (0) 39203 511 0  
info@ekf-diagnostic.de  
www.ekfdiagnostics.com

**FELSAN**

**Distribuido por**  
**FELSAN S.R.L. Reactivos de Diagnóstico**  
Estomba 288, C1427COF, C.A.B.A., Argentina.  
Tel./Fax: +54 11 2150-6550 y rotativas  
Whatsapp: +54 9 11 2497-4666  
ventas@felsan.com.ar  
www.felsan.com.ar